

Mini - Micro Lame



Surgistar Mini lame

	6400 LAMĂ DREAPTĂ (cutie cu 12 lame)		6200 LAMĂ DALTĂ (cutie cu 12 lame)
	6700 LAMĂ DREAPTĂ (cutie cu 12 lame)		6500 LAMĂ DREAPTĂ (cutie cu 12 lame)
	6900 LAMĂ DREAPTĂ (cutie cu 6 lame)		6800 LAMĂ CURBATĂ (cutie cu 12 lame)
	6320 LAMĂ ÎNDOITĂ PE LAT (cutie cu 6 lame)		6910 LAMĂ ÎNDOITĂ PE LAT (cutie cu 6 lame)

SABLE INDUSTRIES Micro mini lame

BUSM - 6901 (cutie cu 6 lame)	BUSM - 6701 (cutie cu 6 lame)	BUSM - 6401 (cutie cu 6 lame)

Distribuit de Mc Koine

Mini Lame



bvi Beaver Visitec

Mini lame
de ultimă generație

Descriere



Beaver 6400 de culoare verde
Vârf rotunjit, ascuțit pe o parte,
Verde, cutie cu 20 de lame



Beaver 6600 de culoare neagră
Lamelară, vârf rotunjit, curbat la 60o
Suprafață inferioară netedă, rotunjită, cutie cu 3 lame



Beaver 6610 de culoare neagră
Lamelară, dreaptă, suprafață inferioară netedă,
Cutie cu 20 de lame



Beaver 6700 de culoare portocalie
Lamă dreaptă cu vârf, ascuțită doar pe o parte,
Cutie cu 20 de lame



Beaver 6900 de culoare albastră
Dreaptă, suprafață de tăiere la 180o, cu dublă rotunjire,
Cutie cu 20 de lame



Beaver 6910 de culoare albastru închis
Curbată la 60o, suprafață de tăiere la 180o, cu dublă rotunjire,
Cutie cu 6 de lame

Asociere

Lame
existente

Lame
noi

376400 Beaver 6400

376600 Beaver 6600

376610 Beaver 6610

376700 Beaver 6700

376900 Beaver 6900

376910 Beaver 6910



avantaje


Siguranță : Risc scăzut de tăieri accidentale în faza de introducere a lamei în mandrină

Eficiență : Muchia lamei, oricât ar fi de rezistentă, se uzează ori de câte ori lama intră accidental în contact cu metalul, spre exemplu blisterul


Ergonomie: În faza de spălare și sterilizare a mânerului, mandrina nu trebuie deșurubată și reînșurubată, evitând astfel pierderea acesteia

Culoare : Permite codificarea și diferențierea facilă a lamelor

Instrucțiuni pentru asamblare



Apucați cutiuța Mini Lamei Beaver
cu degetul mare și arătător.



Introduceți mânerul Beaver în sens orar
în vârful filetat.



Continuați să introduceți mânerul până când
îl înfiletați la maximum,
iar lama se desprinde din cutiuță.



Ridicați pentru a scoate Mini Lama Beaver
din cutiuță.