

CATALOG MEDICAL



CERVICAL
SPATE

UMĂR
COT

MÂNĂ
DEGETE

TORACE
ABDOMEN

ȘOLD
COAPSĂ

GENUNCHI
GAMBĂ

GLEZNĂ
PICIOR

Încă din 1997, Ina Medical & Sport, reprezintă un nume important pe piața autohtonă de articole ortopedice și medicina sportivă. În toți acești ani, am reușit să fim alegerea numărul 1 în recomandările multor doctori, a cluburilor și a multor sportivi de performanță.

Cu ajutorul kinetoterpeutilor noștri, am creat o gamă de produse pentru fiecare afecțiune și nevoie în parte, oferind exact ce are nevoie fiecare client. Avem cele mai bune produse, cu un raport pret-calitate corect. Vă așteptăm la noi în magazin sau în magazinul nostru online ca să vă convingeți de acest lucru. Avem în portofoliul nostru de produse brand-uri de top la nivel mondial. Donjoy este în special recunoscut pentru ortezele lor de genunchi, cele mai stabile, cu inovații care oferă protecție și stabilitate. Aircast este numărul 1 în orteza gleznei. Au patentat sistemul celulelor cu aer Duplex folosit astăzi la Elite Walker, Air Stirrup care oferă compresie pneumatică gradată pentru a reduce inflamația mult mai rapid decât alte metode de imobilizare, accelerând astfel procesul de recuperare. Mueller este lider mondial în produse de medicina sportivă, DR Med reprezintă un producător care se remarcă cu un raport pret/calitate foarte bun și DeRoyal are un nume foarte important pe piața globală de articole ortopedice a cărei caracteristică definitorie este calitatea excepțională.

CERVICAL / SPATE

UMĂR / COT

MÂNĂ / DEGETE

TORACE / ABDOMEN

ȘOLD / COAPSĂ

GENUNCHI

GLEZNĂ / PICIOR

← I. Orteze

II. Sustinatori plantari si talonete

III. Dispozitive de mers

IV. Crioterapie

V. Materiale pentru recuperare

CERVICAL
SPATE

UMĂR
COT

MÂNĂ
DEGETE

TORACE
ABDOMEN

ȘOLD
COAPSĂ

GENUNCHI
GAMBĂ

GLEZNĂ
PICIOR

MDH BAC Collar (C1)



Gulerul cervical NT BAC este conceput dintr-un burete (spuma) cu o densitate medie care ofera usoara stabilizare si descarcare articulara la nivelul coloanei cervicale.

MDH BAC Collar Reinforced (C2)



Gulerul cervical semirigid NT BAC Reinforced collar este confectionat dintr-un burete (spuma) cu o densitate medie. Acesta prezinta o insertie din polipropilena care adauga un plus de stabilizare si

Procare Philadelphia Collar



Gulerul cervical Philadelphia este conceput pentru a stabiliza coloana cervicala intr-o pozitie corecta din punct de vedere anatomic. Este confectionat dintr-un material usor, neabsorbant, de culoarea pielii.

Este acoperit cu un material foarte confortabil cu proprietati antibacteriene si antimicotice. Prezinta un sistem de inchidere velcro (arici) care face ca produsul sa fie usor de aplicat.

Produsul este disponibil in 4 variante de inaltime : 7 cm , 8,5 cm , 10 cm si 12 cm

Indicatii:

- Traumatisme usoare ale tesuturilor moi (intinderi, leziuni minore)
- Torticolis
- Spondiloza cervicala

descarcare articulara la nivelul coloanei cervicale.

Produsul este disponibil in 4 variante de inaltime : 7 cm , 8,5 cm , 10 cm si 12 cm

Indicatii :

- Traumatisme usoare ale tesuturilor moi (intinderi, leziuni minore)
- Torticolis
- Spondiloza cervicala
- Hernie cervicala

Prezinta suport pentru barbie, fereastra in dreptul traheei si un contur anatomic ce confera stabilitate. Acest guler este compus din 2 piese care se adapteaza usor pe gat si se inchid prin 2 benzi velcro (arici).

Produsul este disponibil in 4 variante de inaltime 6 cm, 8 cm, 11 cm, 13 cm.

Indicatii :

- Leziuni ale coloanei cervicale, afectiuni post-traumatice
- Imobilizare in fracturi de coloana cervicala
- Post operator
- Hernie de disc cervicala, discopatie cervicala
- Spondiloza cervicala

Deroyal XTW



Guler DeRoyal XTW prezinta un sistem facil de ajustare a inaltimii prin tehnologia Boa. Pentru a impiedica pacientii sa modifice inaltimea gulerului exista un inel ce se poate atasa pentru a-l securiza. Padurile foarte confortabile sunt confectionate din spuma. Sub sistemul Boa, este o aripa sternala, flexibila, care ofera o buna distributie a greutatii. Inaltimea gulerului poate fi ajustata de la 7cm pana la 14cm.

Indicatii:

- Imobilizare post trauma sau post operator
- Stenoza cervicala
- Spondiloza cervicala
- Hernie de disc cervicala
- Boli degenerative

**Dr Med Neopren Back
Support DR-B121**



**DR Med Elastic Waist
Support DR-B047**



**Donjoy Dynastrap
CL73**



Este o centura din neopren recomandata pentru usoara durere de spate. Are sistem de prindere velcro(arici) la nivel abdominal pentru o aplicare facila.

Este confectionat din neopren, material care retine caldura, aceasta fiind benefica in ameliorarea durerilor la nivel lombosacral.

Este un lombostat care ofera usor suport si stabilitate la nivel lombosacral. Este confectionat dintr-un material subtire, foarte confortabil, care permite pielii sa respire. Acesta prezinta 4 atele care ofera stabilitate, prindere velcro (arici) la nivel abdominal pentru a asigura o aplicare facila a produsului si 2 benzi suplimentare care adauga un plus de confort la nivel lombosacral.

Indicatii:

- Durere de spate
- Lombalgie (lumbago)

Orteza lombosacrala cu 5 atele flexibile si doua benzi laterale elastice care asigura o fixare optima.

Indicatii:

- Lumbago
- Dureri lombare acute sau cronice
- Lombosciatica
- Discopatie lombara



DR Med TLSO Back brace DR-B027



**DR Med Rigid Lumbosacral Support⁷
DR-B033**



Un corset toraco-lombosacral care prezinta o placa rigida la nivelul coloanei (42 cm) pentru a asigura stabilitate maxima. Sistemul de benzi aduc un plus de suport si descarcare articulara.

Indicatii: Fuziune toracala, lombara, Post laminectomie, discectomie, Afectiuni degenerative ale discurilor intervertebrale (hernie de disc, discopatie)



Este un lombostat care ofera stabilitate foarte buna datorita celor 4 atele metalice dispuse la nivelul lombosacral. Sistemul de benzi se prind cu arici pe partea anterioara. Acestea aduc un plus de suport si descarcare articulara. Lombostatul are o inaltime pe partea dorsala de 31,5 cm.

Indicatii: Durere de spate cronica la nivel lombar, Hernie de disc, Discopatie lombara, Lombosciatica



CERVICAL
SPATE

UMĂR
COT

MÂNĂ
DEGETE

TORACE
ABDOMEN

ȘOLD
COAPSĂ

GENUNCHI
GAMBĂ

GLEZNĂ
PICIOR

DR Med Air Bag TLSO – DR-B029



DR Med Posture control brace DR-B011



Este un corset medical toraco-lombosacral, ajustabil în funcție de înălțimea pacientului. Plăcile rigide de la nivelul coloanei (56 cm) și abdomenului (25 cm) oferă o stabilitate maximă în timp ce sistemul pneumatic (celule cu aer) asigură o fixare perfectă pe trunchi.

Indicații: Fuziune toracală, lombară, Post laminectomie, discectomie, Fracturi de coloană, fracturi de compresie, hernie de disc, discopatie, deplasare de vertebre



Orteza toracică, "ham de memorie", care corectează atitudinea cifotică. Materialul este elastic prevăzut cu 2 atele paravertebrale din oțel spiralat. Produsul reprezintă un suport ideal la nivelul coloanei toracice care antrenează o postură corectă.

Indicații:

- Atitudine cifotică
- Cifoza
- Deficiente de postură


DR MED Neoprene Shoulder Support DR-128



DeRoyal Shoulder Support (8010)



DR Med Clavicle Splint DR-126



DR-128 este o orteza

din neopren care ofera stabilitate la nivelul articulatiei umarului. Aceasta imbraca umarul si se prinde cu ajutorul unei benzi velcro (arici) la nivelul toracelui. Este un produs conceput si pentru activitati sportive.

Indicatii :

- Ameliorarea durerilor la umar
- Reducerea laxitatii articulare la umar
- Leziuni musculare si ligamentare usoare la articulatia umarului

Orteza de umar DeRoyal Shouder Support

are un contur anatomic perfect si este conceputa special pentru a oferi stabilitate si compresie umarului lezat. Materialul din care este confectionata, neopren 3 mm, retine caldura si face ca produsul sa fie adecvat pentru a fi purtat si in activitati sportive. Produsul poate fi purtat atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta.

Indicatii :

- Usoara instabilitate la articulatia umarului
- Leziuni musculare si ligamentare usoare la articulatia umarului

Reduce fractura de clavicula printr-o tractiune continua la articulatia umarului. Produsul este usor de aplicat si prezinta un material confortabil la nivel subaxilar . Este cunoscut ca imobilizarea in "8", bandajul Watson - Jones.

Indicatii:

- Fractura de clavicula

IMMO Sling



**MDH Orthopedic Vest
DRQC**



**Clinic Shoulder
Immobilizer**



IMMO Sling este un bandaj de umar care imobilizeaza articulatia umarului recomandat post-traumatic (in special dupa luxatie / dislocare de umar). Produsul este conceput din 2 piese. O esarfa care sustine antebratul si o banda care imobilizeaza bratul de trunchi.

Indicatii:

- Post-traumatic si post-operator unde este necesara imobilizarea articulatiei umarului
- Luxatie de umar
- Dislocare umar

Aceasta orteza de umar, conceputa similar bandajului Dessault, ofera imobilizare maxima articulatiei. Materialul este aerat si asigura confort.

Produsul este universal atat pentru umarul stang cat si pentru cel drept, disponibil in 5 variante in functie de circumferinta toracelui.

Indicatii :

- Traumatisme la tesuturile moi ale umarului
- Dislocare umar, luxatie umar
- Disjunctie acromioclaviculara
- Inflamatie, modificari degenerative
- Post operator

Clinic shoulder immobilizer Donjoy Clinic Shoulder Immobilizer reprezinta un bandaj care imobilizeaza articulatia umarului confectionat din bumbac rezistent . Antebratul este fixat in esarfa, banda ajustabila pentru umar mentine bratul intr-o pozitie corecta, iar cea de a doua atasata esarfei stabilizeaza bratul lipit de torace.

Indicatii:

- Post traumatic
- Post luxatie de umar, dislocare umar

Aircast Quick Fit 06AB



Donjoy Ultrasling 4



Ultrasling 4 ER



Imobilizeaza umarul si bratul intr-o pozitie neutra sau de rotatie interna la un unghi de 15°de abductie.

Indicatii:

- Post interventii chirurgicale la coafa rotatorie
- Dislocare umar / luxatie de umar
- Post operatie la umar – Procedura Bankart
- Leziuni la nivelul capsulei articulare
- Leziuni la nivelul ligamentelor umarului

Donjoy Ultrasling 4 este o orteza de umar care imobilizeaza articulatia umarului si bratul atat intr-o pozitie neutra cat si intr-o pozitie de rotatie interna, la un unghi de 15°de abductie.

Indicatii:

- Post interventii chirurgicale la coafa rotatorie
- Dislocare umar / luxatie de umar
- Post operatie la umar - procedura Bankart
- Leziuni la nivelul capsulei articulare
- Leziuni la nivelul ligamentelor umarului

Donjoy Ultrasling 4 ER este o orteza de umar care imobilizeaza articulatia umarului si bratul intr-o pozitie de rotatie externa, la un unghi de 15°sau 30° de abductie.

Indicatii:

- Post interventii chirurgicale la coafa rotatorie
- Dislocare umar / luxatie de umar
- Post operatie la umar - procedura Bankart
- Leziuni la nivelul capsulei articulare
- Leziuni la nivelul ligamentelor umarului

**DR Med Multi Sling-
DR-E020**



**Procare Shoulder Kit
84500**



**Procare Humeral
Fracture brace**



DR-E020 este o orteza de umar (perna de abductie) care imobilizeaza articulatia umarului si bratul la un unghi de 45°sau 60°de abductie.

Indicatii:

- Post-interventii chirurgicale la coafa rotatorie
- Luxatie de umar / dislocare umar
- Leziuni la nivelul capsulei articulare
- Leziuni la ligamentele umarului

Procare Shoulder

Abduction Kit este o orteza de umar (perna de abductie) care imobilizeaza articulatia umarului si bratul la un unghi de 45°sau 60°de abductie.

Indicatii:

- Post-interventii chirurgicale la coafa rotatorie
- Luxatie de umar / dislocare umar
- Leziuni la nivelul capsulei articulare
- Leziuni la ligamentele umarului

Procare Humeral Fracture

Brace este o orteza de umar pentru fractura de humerus. Benzile elastice si designul anatomic asigura o buna fixare a ortezei si previn migrarea acesteia. Produsul vine impreuna cu 2 mansoane de bumbac pentru un plus de igiena si confort .

Indicatii:

- Fractura de humerus

**Donjoy Humeral
Stabilizing System**



**Donjoy Quadrant
Shoulder Brace**



**Donjoy SCOI
Shoulder Brace**



Donjoy Humeral Stabilizing System reprezinta o orteza de umar exceptionala pentru:

- Fracturi de humerus
- Fracturi stabile supracondiliene (in zona distala a humerusului deasupra epicondiliilor)
- Interventii chirurgicale la nivelul muschilor biceps si/ sau triceps

Donjoy Quadrant imobilizeaza articulatia umarului si bratul in pozitie neutra si in pozitie de rotatie interna si externa, la diferite grade de abductie/adductie (30°-150°). Permite si controlul flexiei si extensiei la nivelul articulatiei cotului.

Indicatii:

- Post interventii chirurgicale la coafa rotatorie
- Post Procedura Bankart
- Post manipulare sub anestezie - se utilizeaza in cazul umarului inghetat (capsulita adeziva)
- Post artrodeza umarului

Donjoy SCOI imobilizeaza articulatia umarului si bratul in pozitie neutra, la diferite grade de abductie/adductie (30°-150°).

Permite si reglarea unghiurilor de miscare ale cotului.

Indicatii:

- Post interventii chirurgicale la coafa rotatorie
- Post operatie la umar - Procedura Bankart
- Post-proteizarea umarului (se utilizeaza in cazul pacientilor cu artroza sau artrita reumatoida)

**DR Med Spomed
SM-401**



**DR Med Elbow Support
DR-E003**



**DeRoyal Elbow Support
8020**



SM-401 este o cotiera elastica care ofera o compresie foarte buna la nivelul articulatiei cotului. Produsul are un design anatomic.

Acesta este folosit in activitati sportive dar si in activitatile zilnice pentru a oferi un suport la nivelul cotului.

Indicatii:

- Edem local
- Durere, suprasolicitare
- Bursita la cot
- Leziuni musculare minore

DR-E003 este o cotiera din neopren care ofera compresie si retine caldura (caldura este extrem de benefica articulatiilor dureroase si rigide). Prezinta o banda circulara velcro (arici) care permite ajustarea optima a nivelului de compresie si previne alunecarea cotierei pe antebrat.

Indicatii:

- Leziuni musculare si ligamentare moderate
- Epicondilita
- Durere si suprasolicitare.

DeRoyal 8020 este o cotiera din neopren (3mm grosime) cu un design anatomic exceptional care ofera compresie si suport optim la nivelul articulatiei cotului. Prezinta prindere ajustabila prin velcro (arici) pe brat si pe antebrat

Indicatii:

- Leziuni ligamentare si musculare usoare la articulatia cotului
- Bursita
- Ameliorarea durerilor la nivelul cotului
- In faza de recuperare a luxatiei cotului

Condilax



**DeRoyal Epicon
EU 2510**



**DR Med Tennis elbow
DR-E012**



Condilax este o orteza de cot conturata anatomic confectionata dintr-un material elastic pentru a conferi suport si compresie prin cele doua pad-uri de silicon la nivelul epicondililor si articulatiei cotului.

Indicatii:

- Epicondilita
- Atroza a cotului
- Post-chirurgical.

DeRoyal Epicon prezinta o banda ajustabila si un pad care poate fi plasat medial sau lateral. Ambele sunt detasabile. Este confortabil datorita celor patru perforatii situate la nivelul locurilor de cutare ale produsului, menite sa imbunatateasca ventilatia.

Indicatii:

- Epicondilita mediala ori laterala
- Bursita sau probleme generale la nivelul articulatiei cotului.

DR-E012 este o orteza pentru epicondilita tip banda prevazuta cu 2 paduri (pernite) care exercita o presiune la nivelul epicondililor. Fiecare pad poate fi positionat (scos) acolo unde se doreste de catre utilizator. Poate fi folosita si in activitatile sportive.

Indicatii:

- Epicondilita mediala (Golfer's elbow)
- Epicondilita laterala (Tennis elbow)

**Mueller Tennis
elbow gel**



Donjoy Sling



**Procure Elbow
immobilizer**



Banda ajustabila este prevazuta cu un pad (pernita) din gel care ofera o compresie la nivelul epicondililor.

Indicatii:

- Epicondilita laterala (tennis elbow)

Este confectionat din bumbac rezistent, poate fi utilizat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga si prezinta un pad la nivelul umarului pentru un plus de confort.

Indicatii:

- Leziuni la nivelul antebra-tului, mainii, articulatiei pumnului care necesita repaus
- Suport pentru aparat gipsat

Imobilizeaza cotul in extensie.

Indicatii:

- Sindrom de tunel cubital
- Bursita olecraniana

DR Med Dialock Telescopic Elbow Brace DR-E011



DeRoyal Elbow Support Hyper X EU2625



**DeRoyal Elbow Support
Hyper - X** este o orteza de
cot cu atele bilaterale si
benzi incrucisate care ofera
stabilitate mediana, laterala
si previne hiperextensia



DR-E011 este orteza de cot fixa/mobila. Acesta poate sa imobilizeze articulatia cotului sau sa limiteze flexia si/sau extensia, din 15° in 15°, intre 0° si 105° Produsul este telescopic si se poate astfel alungi atat pe brat cat si pe antebrat. Prezinta un maner de sustinere care impiedica pronatia si supinatia antebratului.

Indicatii:

- Post operatie la cot
- Fracturi de cot stabile(fracturi stabile supracondiliene si subcondiliene)
- Fracturi proximale de radius si / sau cubitus stabile
- Leziuni musculare de biceps sau triceps

cotului. Este conceputa si pentru sporturi de contact, sporturi extreme (ski, motocross). Poate fi purtata atat pe bratul drept cat si pe cel stang.

Indicatii:

- Leziuni ligamentare si musculare la nivelul articulatiei cotului
- Luxatie cot, entorsa cot
- Instabilitate
- Hiperextensie cot



DR Med Elastic Wind Support DR-W136



DR Med Elastic Wrist Support DR-W008



DR Med Wrist Support DR-W001



DR-W136 este o fasa elastica pentru mana, cu fixare pe police, care se infasoara pe incheietura mainii cu sistem de prindere velcro (arici) . Oferă compresie usoara la nivelul articulatiei pumnului.

Indicatii:

- Entorsa usoara la mana, leziuni ligamentare si musculare minore la articulatia pumnului
- Inflamatii, suprasolicitare si durere la mana

Este construit din material elastic pentru a oferi compresie si suport la nivelul articulatiei pumnului. Prezinta o banda velcro (arici) la nivelul incheieturii mainii care asigura o buna fixare a produsului.

Indicatii:

- Leziuni ligamentare si musculare minore la articulatia pumnului
- Inflamatii, suprasolicitare, durere la mana

DR-W001 este o banda elastica din neopren pentru articulatia pumnului cu prindere velcro (arici) care ofera compresie si suport la articulatia pumnului. Produsul este recomandat pentru a fi purtat si in activitati sportive.

Indicatii:

- Suprasolicitare
- Durere la mana

DR-W001



**DR Med Wrist Splint-
DR-W021**



**DR Med Wrist Splint -
DR-W012**



Donjoy Quick fit 2



Orteza prezinta o atela palmara rigida (din aluminiu) si 2 semirigide pe partea dorsala oferind o stabilitate foarte buna la nivelul articulatiei pumnului. 3 benzi velcro (arici) asigura o ajustare perfecta. Este confectionata din bumbac rezistent, pentru confort sporit.

Indicatii:

- Luxatii, intinderi
- Entorsa mana
- Sindrom de tunel carpian



DR-W012 este o orteza pentru incheietura mainii si mana care prezinta o atela palmara rigida (din aluminiu) si 2 semirigide pe partea dorsala care asigura o stabilitate foarte buna la nivelul articulatiei pumnului. Dispune de 3 benzi velcro (arici), cea circulara din mijloc oferind un plus de stabilitate. Este confectionata din bumbac rezistent, fapt care confera pacientului un confort sporit.

Indicatii:

- Luxatie mana
- Entorsa mana
- Sindrom de tunel carpian

Fabricata dintr-un material confortabil, are un design ce permite o aplicare facila prin strangerea cu siret. Prezinta o atela palmara conturata anatomic si atela posterioara ajustabila ce poate fi plasata corespunzator pentru a obtine maximum de contur si imobilizare.

Indicatii:

- Luxatie mana
- Entorsa mana
- Sindrom de tunel carpian



Aircast A2



**DeRoyal Manex Basic
Stable EU 2011**



**Donjoy Universal
Wrist Splint**



Aircast A2 este o orteza cu 3 atele, una rigida palmara (detasabila), una semi-rigida dorsala (detasabila) si una mai flexibila care se contureaza perfect pe latura cubitala.

Conturul anatomic si prezenta celor 3 benzi velcro (arici) permite pacientului reglarea ortezei pentru o fixare optima in timp ce materialul Breath-O-Prene, asigura un confort sport.

Indicatii:

- Afectiuni, leziuni la incheietura mainii (intinderi musculare, instabilitate ligamentara)
- Entorsa mana
- Luxatie mana
- Sindrom de tunel carpian
- Post-operator

Indicatii :

- Sindrom de tunel carpian
- Tendinita
- Artrita
- Entorsa la mana

Donjoy Universal Splint ofera o imobilizare foarte buna datorita celor 2 atele rigide, palmara si dorsala (detasabila). Cele 4 benzi velcro (arici) permit reglarea ortezei pentru o fixare optima. Materialul este foarte durabil si confortabil, un factor important in utilizarea acestuia pe termen lung.

Indicatii:

- Entorsa la mana
- Luxatie la mana
- Fractura de stres
- Fractura stabila de radius



Aircast StabilAir



Orteza usoara, rezistenta la apa conceputa pentru fractura distala de radius. Prezinta un design cu 2 carapace ce incorporeaza un sistem dual de stabilizare (palmar si dorsal),

WHOSP – FT



Aceasta orteza ofera imobilizare la nivelul antebratului, articulatiei pumnului, metacarpienelor, degetelor si policelui. Structura usoara din aluminiu si otel permite modelarea produsului in functie de pacient. Captuseala

WHOSP



care ofera protectie, stabilitate si suport.

Pe partea interioara a acestui sistem se gasesc celule pneumatice (cu aer) care se pot umfla si desumfla cu pompita din dotare pentru a asigura o fixare optima a produsului.

Indicatii:

- Fractura distala de radius
- Fractura Colles



din interior ofera un grad ridicat de confort, si se poate scoate pentru a fi spalata asigurand astfel o igiena corespunzatoare. Prezinta separatoare pentru degete care asigura o mai buna fixare a acestora.

Indicatii:

- Leziuni, afectiuni la nivelul articulatiei pumnului, metacarprienelor, degetelor care necesita imobilizare
- Sindrom de tunel carpian,
- Scop post-operator
- Leziuni circumferentiale de nerv

Ofera imobilizare la nivelul antebratului, articulatiei pumnului, metacarprienelor si degetelor. Structura usoara din aluminiu si otel permite modelarea produsului in functie de pacient. Captuseala din interior ofera un grad ridicat de confort, si se poate scoate pentru a fi spalata.

Indicatii:

- Leziuni, afectiuni la nivelul articulatiei pumnului, metacarprienelor, degetelor care necesita imobilizare
- Sindrom de tunel carpian
- Scop post-operator
- Leziuni circumferentiale de nerv

**DR Med Thumb Splint
DR-W132-3**



Procare Univ Thumb



**Donjoy
Quick fit 2Thumb**



DR-W132-3 este o orteza pentru police cu atela (detasabila) care stabilizeaza articulatia degetului mare. Sistemul de prindere este velcro, este confectionata dintr-un material confortabil si poate fi purtata atat pe mana dreapta cat si pe cea stanga.

Indicatii:

- Intinderi / Entorse usoare la nivelul articulatiei policelui
- Tenosinovita

Produsul prezinta o atela conturata anatomic care imobilizeaza policele.

Indicatii:

- Leziuni de ligament ale articulatiei policelui
- Entorse si luxatii ale policelui
- Artroza degetului mare
- Tendinita

Orteza universala cu aceleasi caracteristici ca Quick Fit 2 la care se adauga o atela rigida pentru stabilitatea policelui.

Indicatii:

- Entorse si luxatii ale policelui si articulatiei pumnului
- Tendinite
- Leziuni ale scafoidului

**Aircast A2 Wrist and
Thumb splint**



**DR Med Finger Splint
DR-W132-2**



**DeRoyal Acu – Spring Finger
Extension Assist - 501**



Aircast A2 Thumb Spica are caracteristicile modelului Aircast A2 la care se adauga atela rigida pentru stabilitate la nivelul policelui.

Indicatii:

- Leziuni la nivelul articulatiei policelui (luxatii, entorse, instabilitate ligamentara)
- Tenosinovita
- Leziuni la articulatia pumnului (intinderi musculare, instabilitate ligamentara)
- Entorsa mana
- Luxatia articulatia pumnului
- Sindrom de tunel carpian
- Post-operator

DR-W132-2 este o orteza pentru deget care prezinta o atela prin care se poate imobiliza unul dintre degetele 2,3,4,5 (toate in afara de police). Se prinde pe falanga si pe articulatia pumnului prin benzi velcro (arici). Este confectionata dintr-un material confortabil si poate fi purtata atat pe mana dreapta cat si pe mana stanga.

Indicatii:

- Fracturi de falanga proximala si mediala
- Leziuni ligamentare si de tendoane la nivelul falangei mediale sau proximale

Produs ideal pentru extensia asistata a degetului.

Indicatii:

- Contractura in flexie a articulatiei interfalangiene proximale

Varianta lunga - 501



DeRoyal Flexion Spring 503



Finger Splints



Plastic Stax Splint



Ideal pentru flexia asistata a degetului.

Indicatii :

- contractura in extensie a articulatiei interfalangiene

Varianta - 601



Produsul este o atela care imobilizeaza degetul (falanga).

Indicatii :

- Fracturi de deget (falanga) in treimea distala
- Leziuni ligamentare si de tendoane ale falangei

Sunt concepute special pentru rupturi de tendon, leziuni la nivelul unghiilor, deget in ciocan.



**DR Med Rib Band
DR-B019**



**Procare abdominal
binder premium**



Donjoy Hernia Belt



Indicatii:

- Fracturi de coaste
- Lovituri puternice la coaste
- Intinderi ale muschilor intercostali

Varianta Dama



Este o centura abdominala cu o latime de 30 cm, confectionata dintr-un material confortabil. Prezinta inchidere velcro (arici).

Indicatii:

- Hernie abdominala
- Post-operator
- Post-partum
- Eventratie

Centura hernie inghinala cu doua paduri care ofera suport ajustabil si gradat pentru a reduce herniile inghinale si a ameliora disconfortul produs de acestea.

Se poate folosi pentru hernie inghinala dreapta, stanga sau bilaterala. Padurile se pot detasa.

Dr Med Hip Brace DR-K030



Dr Med Hip Brace este o orteza universală concepută special post - protezare sold și subluxație de sold. Permite reglarea flexiei

DeRoyal Neoprene Short Pants



DeRoyal Thigh Support 8060



si extensiei din 10 in 10 grade si controlul abductiei si adductiei. Poate fi utilizata atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta. Produsul se poate ajusta in functie de inaltimea pacientului.



Sunt pantaloni scurți din neopren care ofera suport si compresie. Sunt confectionati din neopren, acesta retine caldura utila in sporirea vascularizatiei ducand astfel la accelerarea procesului de vindecare.

Este indicat si pentru activitati sportive.

Indicatii:

- Leziuni musculare in zona coapsei si inghinala

DeRoyal Thigh Support este un suport cu prindere velcro (arici) din neopren, ideal pentru leziuni musculare la nivelul coapsei (rupturi musculare, intinderi musculare). Prezinta un design anatomic, ofera compresie si retine caldura utila in sporirea vascularizatiei ducand astfel la accelerarea procesului de vindecare. Este indicat si pentru activitati sportive.

DR Med Knee Sleeve DR-K003



Este o genunchiera simpla indicata pentru dureri, traumatisme minore ale articulatiei. Prezinta un design anatomic, iar neoprenul (materialul din care este confectionat) ofera compresie uniforma si retine caldura care

Mueller Adjustable knee support 4531



DR Med Spomed Knee sleeve for sports SM-201



amelioreaza durerile si ajuta la imbunatatirea mobilitatii.

Disponibila si varianta cu decupare rotuliana **Dr-k007**



Mueller Adjustable Knee Support este o genunchiera ajustabila care ofera suport si compresie pentru afectiuni minore la nivelul genunchiului, dureri de genunchi provocate de suprasolicitare, traumatisme minore. Prezinta un design patentat Mueller cu 4 benzi ajustabile velcro (arici) care ofera posibilitatea reglarii nivelului optim de compresie. Neoprenul, material din care aceasta este confectionata, retine caldura care ajuta in ameliorarea durerilor si imbunatatirea mobilitatii articulatiei.

Este o genunchiera care realizeaza compresie si suport la nivelul articulatiei genunchiului. Este confectionata dintr-un material elastic confortabil care permite pielii sa respire . Este o genunchiera conceputa pentru dureri minore la articulatia genunchiului. Produsul prezinta un design exceptional si poate fi utilizata si in activitati sportive.

**Mueller Open Patella
Stabiliser 4539**



**DeRoyal Basic Open
Patella EU 4002**



**DR Med Multipurpose
knee support DR-K032**



Mueller Open Patella Knee Stabilizer este o genunchiera cu decupare rotuliana indicata pentru afectiuni minore, dureri de genunchi provocate de artroza, suprasolicitare.

Designul cu deschidere anterioara permite reglarea nivelului de compresie dorit. Atelele flexibile (otel spiralat) dispuse medial si lateral ofera un plus de suport articulatiei. Padul circular de la nivelul rotulei ofera o usoara stabilizare a acesteia.

Orteza de genunchi conturata anatomic asigura compresie usoara si caldura pentru inflamatii usoare si leziuni de suprasolicitare la nivelul genunchiului. Designul cu decupaj de rotula elibereaza presiunea de pe aceasta. Prezinta 2 atele flexibile pentru a asigura suport medial si lateral

Indicatii:

- Instabilitate usoara la nivelul genunchiului
- Inflamatie
- Artrita si osteoartroza
- Leziuni minore ale ligamentelor si tendoanelor genunchiului

DR-K032 este o orteza de genunchi mobila cu atele flexibile (din otel spiralat) dispuse medial si lateral care asigura o usoara stabilizare articulatiei genunchiului. Prezinta 2 benzi velcro (arici) una pe coapsa si cealalta pe gamba care permit o fixare mai buna a ortezei.

Indicatii:

- Ameliorarea durerilor de genunchi
- Suprasolicitare
- Leziuni minore ale ligamentelor colaterale.

**DeRoyal Cotex Patella
EU4602**



**DeRoyal Stab Silicone
EU 4032**



**DeRoyal Cotex Arthro
Basic – EU 4603**



Prezinta doua atele flexibile din otel spiralat dispuse medial si lateral care ofera usoara stabilitate articulatiei. Padul circular de la nivelul rotulei asigura o stabilizare a acesteia.

Indicatii:

- Condromalacie patelara
- Dureri in zona rotulei
- Dureri de genunchi

Orteza prezinta un pad de silicon care inconjoara toata rotula stabilizand-o.

Cele doua atele flexibile din otel spiralat pozitionate medial si lateral asigura un plus de stabilitate genunchiului.

Indicatii:

- Condromalacie patelara,
- Dureri la nivel patelo-femural

Orteza Artro Basic este conceputa special cu doua paduri din material vascoelastic care se muleaza perfect si cu 3 zone de compresie pentru a dispersa edemul si durerea de la nivelul genunchiului.

Cele doua atele flexibile din otel spiralat pozitionate medial si lateral asigura un plus de stabilitate genunchiului.

Indicatii:

- leziuni de menisc
- Post-artroscopii de menisc
- Artroza
- Leziuni minore la nivelul ligamentelor colaterale.

Donjoy Reaction



Donjoy TruPull Lite



Orteza de genunchi pentru stabilitate si suport maxim la nivel patelo-femural!

Orteza de genunchi TruPull Lite prin sistemul unic elastic patentat de Donjoy realizeaza o tractiune la nivelul rotulei pe parcursul miscarii genunchiului pentru stabilizarea acesteia.

Reprezinta o solutie ideala pentru pacientii care au nevoie de suport si stabilitate maxima pentru luxatie, subluxatie de rotula si aliniament deficitar patelofemural.

Produsul este confectionat dintr-un material extrem de confortabil .

Indicatii: Luxatie, subluxatie de rotula, aliniament incorrect la nivel patelo-femural, durere de genunchi la nivelul rotulei

Designul inovator stabilizeaza rotula din toate partile si o aduce in axul potrivit pentru a ameliora durerea.

Este ideala pentru multe afectiuni la nivel patelo-femural:

- Condromalacie
- Tendita rotuliana
- Boala Osgood Schlatter
- Deviatii de ax al rotulei
- Artroza incipienta

**Disponibil in varinta cu atele metalice dispuse medial si lateral
Fig.1 si varianta lunga Fig.2**



Fig. 1



Fig. 2

Donjoy Lateral J



**DR Med Patella Tendon
Strap DR-K143**



**DeRoyal Patella Short
EU 4020**



Orteza de genunchi DonJoy Lateral J incorporeaza un pad in forma literei "J" care ofera suport si stabilitate pentru luxatii, subluxatii de rotula si un sistem de benzi care realizeaza o tractiune din lateral spre medial. Produsul poate fi purtat atat pe parcursul activitatilor cotidiene precum si in cele sportive.

Indicatii:

- Luxatie de rotula
- Subluxatie de rotula
- Aliniament incorect patelo-femural

DR-K143 este o banda pentru genunchi care reduce durerile cauzate de tendinita rotuliana, condromalacie, jumpers knee, Osgood Schlatter exercitand o presiune la nivelul tendonului rotulian.

Aceasta ofera compresie uniforma si nu jeneaza proeminentele osoase.

Elibereaza tensiunea de la nivelul tendonului rotulian cu ajutorul unui pad. Cele doua benzi cu arici asigura o fixare si o reglare optima a produsului.

Indicatii:

- Leziuni la nivelul tendonului rotulian
- Tendinita patelara
- Maladia Osgood Schlatter
- Dureri in zona anterioara a genunchiului

**DeRoyal Cotex Arthro Plus
EU4604**



**Donjoy Sports Hinged
Knee**



**DeRoyal Genum Liga
EU4013**



Orteza Arthro Plus este conceputa special cu doua paduri din material vascoelastic care se muleaza perfect si cu 3 zone de compresie pentru a dispersa edemul si durerea de la nivelul genunchiului.

Cele doua atele metalice policentrice pozitionate medial si lateral asigura stabilitate genunchiului.

Indicatii:

- leziuni de menisc
- Post-artroscopii de menisc
- Artroza
- Leziuni la nivelul ligamentelor colaterale.

Donjoy Sports Hinged Knee este o orteza de genunchi cu 2 atele metalice policentrice, care ofera stabilitate lateral si medial. Materialul din care este confectionata Drytex, permite pielii sa respire.

Indicatii :

- Leziuni ale ligamentelor colaterale
- Leziuni de menisc
- Gonartroza
- Instabilitate.

Atele metalice policentrice dispuse medial si lateral asigura stabilitate foarte buna genunchiului. Cele 2 benzi velcro (arici) ofera posibilitatea unei fixari optime. Produsul prezinta un pad circular la rotula pentru o usoara stabilizare a acesteia.

Indicatii: Leziuni ale ligamentelor colaterale, leziuni de menisc, gonartroza, instabilitate



Produsul este disponibil si in varianta cu deschidere anterioara (poza de mai jos) si 2 versiuni de material neopren sau tritex (material ecologic ce permite pielii sa respire)

DeRoyal Genum Liga X EU 4011



EU 4011 este o orteza de genunchi mobila cu 2 benzi incrucisate pe fata posterioara a genunchiului care se opun hiperextensiei si 2 atele metalice polimentrice care

Donjoy Playmaker 2



Donjoy Legend



asigura stabilitate laterala. Pad-ul circular la rotula asigura o usoara stabilizare a acesteia.

Indicatii: Instabilitate usoara / moderata la nivelul ligamentului incrucisat anterior -LIA si la nivelul ligamentelor colaterale (medial LCM si lateral LCL)

Produsul este disponibil si in varianta cu deschidere anterioara (poza de mai jos), si 2 versiuni de material neopren sau tritex (material ecologic)



DonJoy Playmaker 2 prezinta sistemul 4 Points of Leverage, patentat de Donjoy, care reduce laxitatea de la nivelul ligamentului incrucisat anterior - LIA.

Indicatii:

- Instabilitate usoara / moderata la nivelul ligamentului incrucisat anterior - LIA si la nivelul ligamentelor colaterale (medial LCM si lateral LCL)
- Profilactic pentru a preveni leziunile la articulatia genunchiului

DonJoy Legend este o orteza de genunchi care si-a format de-a lungul anilor o imagine de produs durabil si foarte stabil in sporturi de contact, sporturi acvatice sau pentru desfasurarea activitatilor zilnice.

Indicatii:

- Instabilitate severa / moderata la nivelul ligamentului incrucisat anterior (LIA) sau posterior (LIP)
- Leziune la ligamentul incrucisat anterior (LIA)
- Leziune la ligamentul incrucisat posterior (LIP)
- Instabilitate la nivelul ligamenelor colaterale (medial LCM si lateral LCL)
- Leziuni la ligamentele colaterale

Donjoy Armor



**Donjoy Armor
Force Point**



Donjoy Fullforce



Armor reprezinta cea mai puternica si stabila orteza de genunchi, special conceputa pentru a oferi maxim de suport si stabilitate genunchiului.

Indicatii:

- Instabilitate severa / moderata la nivelul ligamentului incrucisat anterior (LIA) sau posterior (LIP)
- Instabilitate combinata LIA + LIP
- Post - reconstructie de LIA
- Leziuni de ligament incrucisat anterior (LIA)
- Leziuni de ligament incrucisat posterior (LIP)
- Instabilitate si leziuni la nivelul ligamenelor colaterale (medial LCM si lateral LCL)
- Previne hiperextensia genunchiului
- Profilactic in sporturi de contact si sporturi extreme

Combina avantajele unice ale Armor-ului cu articulatia Fource Point oferind cea mai buna protectie pentru LIA, atestata clinic ca asigura un suport in plus la nivelul ligamentului incrucisat anterior (LIA) reducand timpul petrecut de genunchi in apropierea extesiei complete.

Indicatii:

- Instabilitate severa / moderata la nivelul ligamentului incrucisat anterior (LIA)
- Leziune/Post - reconstructie de LIA
- Instabilitate la nivelul ligamenelor colaterale (medial LCM si lateral LCL)
- Leziuni la nivelul ligamentelor colaterale (LCM sau MCL si LCL)
- Previne hiperextensia genunchiului
- Profilactic in sporturi de contact, sporturi extreme

Orteza de genunchi **FULLFORCE** reprezinta ultimul model din gama Donjoy, incorporeaza cele 2 tehnologii unice patentate 4 Points of Leverage system si articulatia Force Point, care reprezinta cea mai buna solutie de protectie a ligamentului incrucisat anterior (atestata clinic). Practic FULLFORCE reprezinta o varianta mai usorara a modelului Armor Force Point.

Indicatii:

- Instabilitate severa / moderata la nivelul LIA
- Leziune de ligament incrucisat anterior (LIA)
- Instabilitate la ligamentele colaterale (LCM - medial, LCL - lateral)
- Post-reconstructie de LIA
- Previne hiperextensia

Donjoy OA Adjuster



Donjoy OA Nano



**Donjoy TROM
Adjuster**



OA Adjuster reprezinta cea mai eficienta orteza Donjoy, special conceputa pentru gonartroza unicompartimentala moderata si severa.

Prezinta un mecanism avansat de descarcare a compartimentului afectat acesta ofera pana la 15 ° de corectie.

Indicatii:

- Gonartroza severa / avansata unicompartimentala

Reprezinta cea mai usoara orteza pentru descarcare articulara recomandata pentru gonartroza unicompartimentala usoara si moderata.

Este practic varianta mai usoara a modelului OA Adjuster

Reprezinta singura orteza conceputa post-operator care asigura descarcarea si protejarea unui compartiment al genunchiului. Oferă posibilitatea de a bloca articulatia de la -10° la 90° din 10° in 10°, de a limita flexia (30°,40°,70°,90°) si extensia (-10°,0°,10°,30°) toate acestea printr-un simplu click de buton.



Indicatii:

- Reconstructii de cartilaj
- Osteotomie
- Fractura de platou tibial
- Suturi de menisc, transplant de menisc

**Procare 3Panel Knee
Immobilizer 79-80720**



Donjoy AT4



Ina Post Op (9002)



Este o orteza fixa de genunchi care imobilizeaza articulatia in extensie.

Prezinta atele atat pe partea posterioara a genunchiului cat si pe partile laterale pentru a asigura maxim de imobilizare.

Indicatii:

- Post traumatic acolo unde medicul specialist recomanda repausul articular in imobilizare
- Post artroscopii de genunchi

Este o orteza fixa de genunchi care imobilizeaza articulatia in extensie.

Prezinta atele atat pe partea posterioara a genunchiului cat si pe partile laterale pentru a asigura maxim de imobilizare. Asigura o fixare si prindere facila prin catarama.

Indicatii:

- Post traumatic acolo unde medicul specialist recomanda repausul articular in imobilizare
- Post artroscopii de genunchi

Orteza permite blocarea articulatiei genunchiului (la 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° si 90°) precum si limitarea flexiei (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°) si / sau extensiei (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) toate acestea printr-un simplu click de buton.

Indicatii:

- Post operator genunchi
- Fracturi de platou tibial



Disponibila si in varianta telescopica

DeRoyal Calf Support 8070



DR Med Calf Support DR-K004



Este o gambiera , care ofera compresie si retine caldura ,confectionata din neopren (3 mm grosime). Prezinta un design anatomic exceptional si reprezinta solutia ideala pentru activitati sportive .

Indicatii:

- Periostita
- Leziuni musculare la gamba

DR-K004 este un produs care ofera compresie si suport in zona gambei.

Este confectionat din neopren; acesta retine caldura utila in sporirea vascularizatiei ducand astfel la accelerarea procesului de vindecare. Este indicat si pentru activitati sportive .

Indicatii:

- Periostita
- Leziuni musculare la gamba

DR Med Elastic Ankle Support - DR-A009



DR-A009 este o glezniera elastica conceputa sub forma unei sosete care are decupare la nivelul degetelor si calcaiului. Doua benzi elastice velcro, care se incruciseaza sub forma cifrei 8 pentru stabilitate.
Indicatii: Leziuni minore la glezna, edem

DR Med Elastic Ankle Wrap – DR-A135



DR-A135 este o fasa elastica pentru glezna care realizeaza compresie si usoara stabilitate la nivelul articulatiei. Este recomandata pentru leziuni minore ale gleznei, usoare inflamatii.

DR Med Ankle Sleeve for Sports – SM-301



SM-301 este o glezniera care realizeaza un inalt nivel de compresie si suport la nivelul gleznei. Materialul poros este extrem de confortabil si permite pielii sa respire. Este indicata pentru dureri minore ale gleznei, artroza.

Donjoy Malolax



Este confectionata dintr-un material elastic cu doua pernute din material vascoelastic pozitionate anatomic medial si lateral. Este indicata pentru leziuni ale tesuturilor moi de la nivelul gleznei.

DR Med Ankle brace – DR-A011



DR-A011 prezinta o banda elastica care se incruciseaza sub forma cifrei 8 si doua atele flexibile din otel spiralat dispuse paramaleolar pentru a oferi stabilitate gleznei.

Indicatii: Leziuni usoare la glezna, Profilactic

Donjoy Double Strap



Se prezinta sub forma unui ciorap compresiv cu doua benzi care se prind individual in forma cifrei "8" pentru a asigura stabilitate la nivelul gleznei.

Indicatii:

- Leziuni usoare ale gleznei

**Surround Gel
Ankle Brace**



Aircast AirStirrup II



Aircast Airport



Orteza de glezna fixa cu 2 atele rigide dispuse paramaleolar care ofera stabilitate foarte buna.

Fiecare atela prezinta pe interior o perna cu gel care se poate detasa si introduce in congelator pentru crioterapie.

Indicatii:

- Entorsa de glezna grad I, II, instabilitate cronica la ligamentele gleznei

Reprezinta standardul in tratamentul recuperator al entorselor la glezna. Atelele sunt prevazute cu un sistem de celule cu aer Duplex™, patentat de Aircast. Acesta presupune 2 celule cu aer pe fiecare atela (una distala, una proximala) care ofera suport, compresie gradata ce reduce inflamatia favorizand accelerarea procesului de recuperare.

Indicatii:

- Entorsa de glezna grad I, II
- Instabilitate severa, cronica la ligamentele gleznei



Orteza de glezna Airport incorporeaza tehnologia compresiei pneumatice, atestata clinic pe Air Stirrup, cu atelele dispuse paramaleolar pentru un nivel ridicat de stabilitate. Adicional produsul prezinta o banda pe partea anterioara care permite o fixare optima si un plus de suport. Designul unic "Step in" face ca aplicarea produsului sa dureze foarte putin.

Indicatii: Instabilitate cronica, scop preventiv in activitati sportive, in tratamentul de recuperare dupa o entorsa de glezna

Aircast A60



Active Ankle T2



**Donjoy Velocity ES⁷³
(Extra Support)**



Conceputa special pentru sportivi, **A60**, este o solutie ideala pentru oricine doreste stabilitate si protectie la nivelul articulatiei gleznei pentru a prevenii entorsele. Produsul incorporeaza doua atele dispuse la un unghi de 60°. Confortul este caracteristica principala care face ca acest model sa fie unul din cele mai bine vandute orteze de glezna.

Indicatii:

Profilactic in activitati sportive, pentru a preveni entorsele de glezna, instabilitate usoara, moderata la ligamentele gleznei, in tratamentul recuperator dupa o entorsa de glezna

Active Ankle este o orteza de glezna cu atele articulate dispuse paramaleolar. Oferă protecție și stabilitate foarte bună pentru a preveni mișcarea de inversie și eversie a gleznei. Este un produs consacrat de foarte mulți ani în medicina sportivă.

Indicatii:

- Instabilitate cronică
- Scop preventiv în activități sportive
- În tratamentul recuperator al entorselor de glezna

Velocity oferă **cel mai înalt nivel de stabilitate**. Atelele bilaterale conturate anatomic, banda de la nivelul gambei cât și prinderea cu sîrte fac produsul să fie alegerea ideală pentru procesul de recuperare a leziunilor la glezna cu rol în prevenirea recidivelor atât pentru sportivi cât și pentru persoane cu un mod de viață activ.

Indicatii:

- Instabilitate cronică, severă
- Scop preventiv în activitățile sportive
- În tratamentul recuperator al entorselor de glezna

Aircast AirLift



Aircast AirHeel



Aircast Night Splint




AirLift incorporeaza tehnologia compresiei pneumatice, atestata clinic pe Air Stirrup, cu atele dispuse paramaleolar pentru un nivel ridicat de stabilitate. Adicional produsul prezinta o celula cu aer situata la nivelul boltii longitudinale care se umfla cu pompita aflata in dotare (pompita vine cu produsul). Prin acest sistem se ajusteaza nivelul optim de inaltare a boltii longitudinale.

Indicatii:

- Tratamentul conservator sau postoperator al sindromului de tendon tibial posterior.

Orteza de glezna **Aircast AirHeel™** reprezinta solutia ideala pentru tratamentul tendinitei **Achiliene** si **fasciitei plantare (entezita plantara)**.



Orteza de noapte care realizeaza o dorsiflexie pasiva special conceputa pentru fasciita plantara.

Darco Orthowedge



Podalux



Aircast Short



Pantoful post-operator **Darco** ofera o descarcare foarte mare la nivelul antepiciorului.

Indicatii: Post operatie de monturi (Hallux - Valgus), dupa interventii chirurgicale la nivelul degetelor, ulceratii

Produsul asigura o descarcare buna la nivelul antepiciorului. Materialul ofera un confort sport.

Indicatii: Post operatie de monturi (Hallux - Valgus), post-operator picior, degete in ciocan.

Orteza fixa pentru glezna si picior **Aircast Short** reprezinta solutia ideala in tratamentul leziunilor de la nivelul piciorului. Designul tubular si celulele pneumatice (aer) dispuse pe partile laterale ofera maxim de suport si stabilitate.

Indicatii:

- Fracturi stabile de metatarsiene
- Leziuni, fracturi la nivelul piciorului
- Imobilizare post-operatorie,
- Entorse de glezna grad II

Aircast Standard



Aircast Elite



Aircast Elite prezinta un design tubular care incorporeaza sistemul unic cu celule cu aer, patentat de Aircast, care asigura un nivel superior in reducerea procesului inflamator. Cele 4 celule cu aer dispuse pe partea anterioara, posterioara si pe partile laterale se pot umfla si desumfla cu pompita din dotare pentru a oferi maxim de suport si confort.

Sistemul cu celule de aer Duplex, exclusiv intalnit la Aircast, ofera **compresie gradata** favorizand **intoarcerea venoasa, drenajul limfatic** rezultand **reducerea edemului (inflamatiei)**.

Combina designul tubular cu cele doua celule cu aer (dispuse lateral si medial) care impreuna asigura un nivel ridicat de stabilitate.

Indicatii:

- Fracturi stabile la nivelul piciorului, gleznei si in treimea inferioara a gambei , fractura de tibie sau peroneu in treimea inferioara a gambei , fractura de maleola, fractura bimalleolara , fractura de metatarsian , luxatie de glezna
- Entorsa de glezna grava (severa, care implica edem si leziuni ligamentare) grad III
- Imobilizare post-operatorie

Studiile clinice au atestat eficacitatea Aircast-ului Elite obtinand rezultate clinice superioare, o vindecare mai rapida precum si confort sporit pe parcursul procesului de recuperare.

Indicatii:

- Fracturi stabile la nivelul piciorului, gleznei si treimea inferioara a gambei, cum ar fi: fractura de tibie sau peroneu in treimea inferioara a gambei, fractura de maleola, fractura bimalleolara, fractura de metatarsian, luxatie de glezna
- Entorsa de glezna grava (severa, care implica edem si leziuni ligamentare) grad III
- Imobilizare post-operatorie (dupa diverse operatii la picior sau glezna)
- Post-operator la tendonul lui Achile, atunci cand se foloseste impreuna cu **Aircast Heel Wedges** (3 asigura 22°, 2 asigura 16°, 1 asigura 10°)





Solutia optima in tratamentul
leziunilor la glezna si picior pentru
pacientii diabetici!
Cele 4 celule cu aer dispuse pe

Aircast XP Diabetic Walker

partea anterioara, posterioara si pe partile laterale se pot umfla si desumfla cu pompita din dotare pentru a oferi maxim de suport si confort iar **talpa este conceputa din cubulete detasabile pentru a elimina punctele de presiune fiind indicata pentru ulceratiile piciorului diabetic.** Sistemul cu celule de aer Duplex, exclusiv intalnit la Aircast, ofera **compresie gradata** favorizand **intoarcerea venoasa, drenajul limfatic si reducerea inflamatiei.**

Indicatii:

- Fracturi stabile la nivelul piciorului, gleznei si treimea inferioara a gambei
- Entorsa de glezna grava (severa, care implica edem si leziuni ligamentare) grad III
- Imobilizare post-operatorie (dupa diverse operatii la picior sau glezna)
- Post-operator la tendonul lui Achile, atunci cand se foloseste impreuna cu Aircast Heel Wedges
- Picior Charcot

Procare Diabetic Off Loading Shoe



Pantof ideal pentru tratamentul ulceratiilor piciorului diabetic.

Pantoful pentru piciorul diabetic Donjoy Off Loading Diabetic Shoe prezinta o talpa construita din 2 straturi. Primul strat pastreaza permanent contact cu piciorul.

Al doilea strat este conceput din cubulete de spuma (Plastazot) care pot fi scoase pentru a elimina presiunea din zonele cu ulceratii ale piciorului diabetic pentru a ajuta in procesul de vindecare a acestora. Pentru o mai buna aerisire partea frontala a pantofului se detaseaza.

Indicatii: picior diabetic, ulceratii, picior Charcot

MDH Hallux Valgus Night Splint- I101



Prodsul este o atela de corectie a pozitiei vicioase a halucelui. Prezinta 2 benzi cu ajutorul carora se regleaza gradul de corectie dorit.

Indicatii: Hallux Valgus (monturi)

Halufix



Orteza pentru hallux valgus care poate fi purtata atat noaptea cat si ziua si in aproape orice pantof. Corecteaza pozitia vicioasa a halucelui (degetul mare).

Indicatii: Hallux Valgus, Post-operator hallux valgus

Easy Walk (fibra de carbon)



Indicatii:

Picior cazut ca urmare a paraliziei si lezarea nervilor, dupa lovituri, leziuni nervoase multiple, redobandirea propulsei adecvate cu prelungirea ritmului si a distantei.

MDH Bunion Relief Sleeve Pad – I206



Prodotul este conceput pentru a ameliora durerea de la nivelul protuberantei osoase. Protecția asupra acestei zone se realizează cu ajutorul unei pernute din silicon. Materialul din care este confecționat este foarte confortabil.

DR Med Gel Toe Separators – DR-T005



Separatoare din gel pentru degetul mare (haluce) recomandate pentru monturi (hallux valgus) .

DR Med Ankle Foot Orthosis DR-A015



Orteza special concepută pentru afecțiuni neurologice, paralizia de nerv sciatic popliteu. Prodotul este confecționat din polipropilena și încapă în orice pantof.


MDH I002



Sustinatori plantari de corectie a boltii longitudinale

Produsul este individualizat in functie de marimea piciorului.

MR 1403 Longitudinal Arc Support



Talonete – pelote longitudinale – pentru caderea boltii longitudinale a piciorului.

MDH I003



Sustinatori plantari de corectie a boltii anterioare (retrocapitale)

Produsul este individualizat in functie de marimea piciorului.

MR 1404 Tender Foot Pad



Talonete – pelote retrocapitale – pentru caderea boltii anterioare a piciorului.

MDH I004



Sustinatori plantari de corectie a boltii anterioare (retrocapitale) si a boltii longitudinale.

Produsul este individualizat in functie de marimea piciorului.

DR Med Ball of Foot Cushion – DR-T023



Pelota de gel absoarbe socurile si reduce durerea de la nivelul boltii anterioare.

MDH Heel Pad I011



Talonete pentru inaltare, recomandate in cazul diferentelor de lungime a membrelor inferioare.

Produsul este disponibil in 2 variante de 5 mm inaltime si 1 cm inaltime.

DR Med Silicone Heel Cup DR-A014



DR-A014 sunt talonete din silicon pentru calcai care absorb socurile si ofera confort. Sunt preferate de multi sportivi care isi desfasoara activitatea pe suprafete dure.

Indicatii: dureri in calcai, tendinita Achiliana, ciocuri in calcai (pinteni calcaneeni)

DR Med Silicone Insole DR-A018 ⁸⁷



DR-A018 sunt niste branturi din silicon pentru toata talpa care absorb foarte bine socurile si ofera confort. Acestea prezinta si o pelota retrocapitala care asigura suport la nivelul boltii anterioare.

Indicatii: dureri in calcai, dureri in talpa.

Carja cu sprijin pe antebraț



Carja este reglabila telescopic pe inaltime din 2,5 in 2,5 cm (inaltime minima 77cm - inaltime maxima 97cm). Suporta o greutate maxima de 130 kg.

Carja cu sprijin subaxilar



Este reglabila telescopic pe inaltime din 2,5 in 2,5cm (inaltime minima 111cm - inaltime maxima 133cm). Suporta o greutate maxima de 100 kg.

Baston pliabil



Baston pliabil din aluminiu telescopic, permite ajustari pe inaltime din 2,5cm in 2,5cm. Inaltimea minima este 79cm si maxima 89cm.

Cadru pliabil



Cadrul de mers este reglabil pe inaltime (telescopic). Greutatea produsului - 2,2 kg

Aircast IC Cryo Cuff



Sistem automatizat de crioterapie care la fiecare 45 secunde realizeaza compresie cu agent rece. Combina efectele

benefice ale terapiei reci cu cele ale compresiei care au ca rezultat o reducere a inflamatiei mult mai rapida. Prezinta accesorii conturate anatomic pentru: umar, genunchi, glezna, spate, gamba, coapsa, mana, cot.



Pachet cu gel rece / cald




DeRoyal Rep Bands



Benzi recomandate pentru antrenarea fortei spatelui, gatului, bratelor si picioarelor.

Sunt disponibile in 2 variante de lungime 5,4 m si 30 m si 5 nivele de reziztenta (X-Soft, Soft, Medium, Hard, X-Hard)

DeRoyal Rep Cords



Corzi recomandate pentru antrenarea fortei spatelui, gatului, bratelor si picioarelor.

Sunt disponibile in 2 variante de lungime 7,5 m si 45 m si 5 nivele de reziztenta (X-Soft, Soft, Medium, Hard, X-Hard).


Exercise hand ball



Intareste muschi mainii si ai degetelor, se foloseste pentru a imbunatatii mobilitatea si capacitatea de coordonare.

Sunt disponibile pe 3 nivele de reziztenta.

Magazin de articole ortopedice, medicina sportiva si dispozitive medicale



021.319 2786

0740 101 805

**Strada Batistei Nr.17,
Sector 2, Bucuresti**

Luni-Vineri: 9:00 – 18:00

Sambata: 9:00 – 12:00