



Protecție delicată pentru femei



Stratamed[®]

medical use
scar therapy gel



Stratamed®



PROTEJEAZĂ PLAGA DIN PRIMUL MOMENT PENTRU PREVENȚIA CICATRICILOR HIPERTROFICE ȘI CHELOIDE

INDICAȚII:

- POST INCIZII ȘI EXCIZII
- PLĂGI CHIRURGICALE DE ORICE TIP
- ARSURI DE GR. I, II (cu excepția plăgilor infectate sau cu exudat intens)
- ARSURI DE GR. III (după formarea țesutului de granulație)
- POST INTERVENȚII ABLATIVE: LASER, PEELING CHIMIC, DERMABRAZIUNE
- CICATRICI HIPERTROFICE ȘI CHELOIDE

POSOLOGIE:

- Zone ne-expuse: 1 aplicare/zi x 6 - 9 luni
- Zone expuse: 2 aplicări/zi x 6 - 9 luni

FORMA FARMACEUTICĂ:

Stratamed tub de 10g: suficient pentru tratamentul unei cicatrice liniare de 5 - 8 cm, 1 aplicare/zi x 6 luni

Pentru rezultate optime se recomandă menținerea Stratamed în contact permanent cu pielea, 24h/24



Singurul probiotic vaginal cu eficacitate clinică demonstrată* în prevenția și recurența infecțiilor vaginale de tip:

- 🌀 Vaginită bacteriană
- 🌀 Vaginite bacteriene asociate cu insuficiență ovariană
- 🌀 Vaginite senile, prurit vulvar, distrofie vaginală
- 🌀 Candidoze vaginale
- 🌀 Tricomoniaze

* Studiu clinic efectuat pe 476 paciente cu candidoză simptomatică recurentă.

MOD DE ADMINISTRARE:

DURATA TRATAMENTULUI SOFTIGYN® ESTE DE 3 LUNI

ÎN PREVENȚIA RECURENȚEI INFECȚIILOR VAGINALE:

(în caz de recurență simplă sau cauzată de orice tip de tratament antibiotic)

Inițial: 1 capsulă vaginală Softigyn® x 6 nopți consecutive (imediat după terminarea tratamentului cu antibiotice).

Menținere: 1 capsulă vaginală Softigyn® x 6 nopți consecutive x 2 luni, imediat după menstră.

ÎN PREVENȚIA INFECȚIEI VAGINALE:

(cauzată de tratamentul antibiotic pentru infecțiile urinare)

Inițial: 1 capsulă vaginală Softigyn® x 6 nopți consecutive, odată cu inițierea tratamentului antibiotic.

Menținere: 1 capsulă vaginală Softigyn® x 6 nopți consecutive x 2 luni, imediat după menstră.

ÎN PREVENȚIA RECURENȚEI INFECȚIILOR VAGINALE DIN TIMPUL SARCINII:

(în caz de recurență simplă sau cauzată de orice tip de tratament antibiotic)

Inițial: 1 capsulă vaginală Softigyn® x 6 nopți consecutive (imediat după terminarea tratamentului cu antibiotice)

Menținere: 1 capsulă vaginală Softigyn® x 2 nopți pe săptămână x 6 luni

FORMA FARMACEUTICĂ:

Softigyn® 6 capsule vaginale cu *Lactobacillus plantarum* P17630

Fiecare capsulă vaginală conține > 108 CFU *L. Plantarum* P17630

Stratamed[®]

medical use
scar therapy gel



PROTECȚIA NECESARĂ ORICĂREI FEMEI

SOFTIGYN[®]

Lactobacillus plantarum P 17630

Protecție delicată pentru femei

Nume

Prenume

Vârsta

Diagnostic

Data:

Șemnătură și ștampilă
medic: